


## 1. Ajouter de l'imagerie depuis le PACS ou le serveur local

### A- Ouvrir la fenêtre d'ajout d'imagerie

Lors de la saisie du formulaire, sélectionnez le bouton **Ajouter** à côté de la mention **Imagerie(s) médicale(s)**.




### B- Choisir la source

Si votre établissement possède une Nexus Box, les sources suivantes sont disponibles pour ajouter de l'imagerie :

- À partir du **PACS**,
- À partir du **serveur local** après que le manipulateur ait poussé l'examen vers le logiciel.


Sélectionnez l'onglet correspondant à la méthode de votre choix.



Pour l'onglet **À partir du PACS**, sélectionnez le serveur d'intérêt à partir du menu déroulant.


### C- Sélectionner l'imagerie à ajouter

1- Cliquez sur le patient dont vous désirez ajouter de l'imagerie. Les filtres à gauche permettent d'affiner votre recherche.



2- Cochez le ou les examens que vous souhaitez intégrer au dossier.

### D- Valider la sélection




1. La communauté dans laquelle l'examen sera stocké est saisie en bas à gauche.
2. Enfin, **validez** à l'aide du bouton en bas à droite.

## 2. Ajouter de l'imagerie depuis un répertoire

### A- Ouvrir la fenêtre d'ajout d'imagerie


Lors de la saisie du formulaire, sélectionnez le bouton **Ajouter** à côté de la mention **Imagerie(s) médicale(s)**.



### B- Choisir la source


Une fois la fenêtre ouverte, sélectionnez **À partir d'un répertoire** en haut à gauche.

Cet onglet vous permet en effet d'ajouter de l'imagerie médicale depuis un répertoire, comme par exemple un DVD.




### C- Sélectionner l'imagerie à ajouter

Pour ajouter de l'imagerie, vous pouvez sélectionner le bouton **Parcourir** ou glisser le fichier d'intérêt dans la zone dédiée.



### D- Valider la sélection



1. La communauté dans laquelle l'examen sera stocké est saisie en bas à gauche.
2. Enfin, **validez** à l'aide du bouton en bas à droite.